

Helping you Wear it Right

Putting On Your 3M™ Particulate Respirator 8612F*

For Use by the General Public in Public Health Medical Emergencies.

For proper use, see the *User Instructions* provided inside product packaging.



Although the 8612F respirator is designed to fit a variety of adult face sizes, it is not designed for use by children.

1



Prepare To Use Respirator

- Wash your hands thoroughly with soap and water or an alcohol-based hand cleaner before handling.
- Inspect respirator for holes, tears or other damage to surfaces, straps, metal nose strip and nose foam. Get a new respirator if damaged.
- Remember, nothing should be between your face and the respirator, including hair, facial hair, jewelry, clothing, etc.
- If you wear glasses, read steps 2 through 4, then remove glasses before putting on the respirator.

2

Place Respirator On Face



- Place respirator against your face, with the bottom under chin and metal nose strip across bridge of nose.



- Pull the top elastic band over your head and place high at the top back of your head.



- Next, pull the bottom elastic band over your head and place around the neck below the ears.

3



Adjust The Metal Nose Strip

- Use both hands to bend the metal nose strip to fit snugly against your nose and face. The respirator may not fit as well if you pinch the metal nose strip using one hand. Use two hands.
- Slide fingers down both sides of metal nose strip to seal it against your nose and face.

4

Check The Respirator-To-Face Seal



Remember: Putting the respirator on correctly means more of the air that you breathe goes through the respirator filter.

Completely cover the outside of the respirator with both hands. Do not push the respirator against your face. With your hands in place on the surface of the respirator, exhale or breathe out sharply. If you feel air blowing on your face or eyes, the respirator needs to be adjusted. To adjust, repeat steps 2,3 and 4. When the respirator has a good fit, you will not feel any air blowing on your face or eyes. If you can't get a good fit, try a different model respirator. Return glasses to face, if applicable.

How To Remove And Dispose Of Your Respirator

Go to a clean, safe area away from other people to remove your respirator.

Important: Touch only the straps and not the surface of the respirator when removing. It is recommended to wash your hands thoroughly with soap and water or an alcohol-based hand cleaner before and after removing your respirator.



- Without touching the respirator, lift the bottom strap from around your neck up over your head.



- To avoid snapping the respirator, SLOWLY lift off the top strap.



- Properly dispose of your used respirator by carefully placing in a closed waste container. You should never share respirators. Wash your hands after disposal.

*These instructions have been specifically designed for model 8612F, a non-valve, cup style respirator for non-occupational use. Fitting instructions for additional models can be found at www.my3MN95.com.

▲ WARNING

IMPORTANT: This respirator is intended to help reduce breathing in pathogenic biological airborne particulates or germs during public health medical emergencies, such as an influenza pandemic. If you do not follow all instructions and limitations on the use of this respirator and/or do not wear this respirator during all times of exposure to the airborne germs, the respirator may not be as effective. The respirator cannot stop the breathing in of all germs in the air and does not eliminate the risk of disease or illness. For proper use of this respirator, see the *User Instructions* inside the package or call 3M at 1-888-436-3636.

3M



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.