


Hand Banding Tool 600-058

The **600-058 Hand Banding Tool** weighs 1.18 lbs., and is designed for standard clamping bands 600-052 and 600-090 (see page 36) in a tension range from 100 to 180 lbs. Calibrate at 150 lbs. \pm 5 lbs. for most shield terminations. Tool and band should never be lubricated.


Reference: **BAND-IT[®]** part number A40199.



Hand Micro Banding Tool 600-061

The **600-061 Hand Micro Banding Tool** weighs 1.18 lbs., and is designed for micro clamping bands 600-057 and 600-083 (see page 36) in a tension range from 50 to 85 lbs. Calibrate at 75lbs +2 lbs. -7 lbs. for most shield terminations. Tool and band should never be lubricated.

Reference: **BAND-IT[®]** part number A30199.



Metric Dimensions (mm) are indicated in parentheses.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.